

VEGAS  
COSMETICS

BODY FORMER  
Waterproof



INNOVATIVE BODY MODELLING CONCEPT

USER MANUAL

Advertências	02
Especificações do Body Former	03
Preparação / Cuidados	04
Modo de Utilização	04
Funções e Programas	05
Passos para um Tratamento eficaz	07
Movimentos	07

## INFORMAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO CORRETA DO BODY FORMER

Agradecemos por ter adquirido o nosso equipamento Body Former. Desejamos-lhe grandes momentos de bem-estar e beleza com o Body Former.

O Body Former foi desenvolvido exclusivamente para tratamentos de beleza e estética que poderão ser realizados no conforto do seu lar. O Body Former não se destina a tratamentos médicos ou enfermidades. A Vegas Cosmetics não se responsabiliza por danos causados por utilização adversa às funções descritas neste manual.

Por favor, antes de utilizar o Body Former, leia este manual com atenção. Caso tenha alguma dúvida, contacte o seu Conselheiro Vegas Cosmetics ou directamente os nossos serviços. Guarde este manual num local seguro, de forma a poder consultá-lo as vezes que for necessário.

Utilize o Body Former unicamente com os produtos de cosmética mencionados neste manual.



### CELLULITE CONTROL

Loção anticelulítica e liporedutora com efeito calor que reduz as marcas da celulite. Um conjunto de valiosos princípios ativos lipolíticos favorece de forma eficaz a eliminação das gorduras acumuladas na pele estimulando a sua absorção. O efeito calor ajuda a mobilizar e a eliminar os lipídios de forma natural. Além disso, contém princípios ativos reafirmantes que apoiam a tonificação da pele após a eliminação do tecido adiposo. Aplicação: aplicar, diariamente, nas zonas afetadas e massajar bem. Poderá sentir uma leve sensação de calor acompanhada de um leve formigueiro e vermelhão passageiro. Lavar bem as mãos após a aplicação. Ideal para aplicar após os tratamentos com o Vegas Body Former ou individual.



### FORMING GEL

Gel condutor com efeito liporedutor e anticelulítico especialmente desenvolvido para aplicação com o Vegas Body Former. Valiosos princípios ativos, como cafeína e iodo orgânico, estimulam a ação lipolítica e termogénica enquanto o Aloe Vera hidrata e tranquiliza a pele. Potencia ativamente os efeitos do Vegas Body Former. Aplicação: durante a massagem, aplicar de forma abundante com o Body Former. Repetir, sempre que necessário, durante o tratamento.



Nos dias que não utilizar o Forming Gel pode utilizar o Cellulite Control.

# ADVERTÊNCIAS

Leia atentamente as informações antes de usar o Body Former

As instruções de segurança devem ser utilizadas ao usar este aparelho:

1. Para a pele sensível, a primeira aplicação deve ser de curta duração.
2. Execute o tratamento num local seguro. Certifique-se de que o aparelho encontra-se seguro caso caia na água, por favor, não toque nele até que a ficha seja retirada da tomada.
3. Use apenas o carregador original para carregar o dispositivo.
4. O aparelho não deve ser utilizado se tiver quebrado ou se tiver caído. Não funcionará corretamente nestas condições.
5. O aparelho não deve ser usado caso esteja grávida, no período de latência, no período de menstruação, caso sofra de epilepsia, de doenças cardíacas, caso seja portador de Pacemaker, de próteses metálicas e do dispositivo intrauterino (caso realize cavitação no abdómen).
6. Não use o aparelho nos lábios, olhos ou garganta ou zona corporal que tenha sofrido intervenção cirúrgica.
7. O Body Former destina-se a ser utilizado numa pele saudável.
8. Se se sentir mal durante o procedimento por favor pare de imediato o tratamento. Em caso de dúvida, consulte um médico.

PT



## Informações importantes de segurança




Não tentar desmontar o aparelho




Manter fora do alcance das crianças



Manter afastado de fontes de calor




Manter em lugar seguro




Não utilizar qualquer carregador, salvo aquele que acompanha o aparelho

# ESPECIFICAÇÕES DO BODY FORMER


O APARELHO:




(Frente)



(Trás)



## ECRÃ E FUNÇÕES



# PREPARAÇÃO E CUIDADOS COM BODY FORMER

## TESTAR O FUNCIONAMENTO DA CAVITAÇÃO:

Coloque o aparelho numa superfície plana e salpique algumas gotas de água sobre o aplicador.

Ligue o dispositivo, pressionando o botão EMS/SONIC ou RF/SONIC para ativar o Ultrassom.

Quando as gotas de água vibrarem o Ultrassom estará a funcionar corretamente.

## TESTAR A PELE PARA ALERGIAS:

Testar no pulso com a pele bem limpa

Aplicar o produto de tratamento (Forming Gel) e observar as reações da pele. Caso verifique alguma reação desagradável durante este teste, interrompa de imediato o tratamento.

Se não sentir qualquer reação desagradável pode utilizar de imediato o dispositivo e o produto de tratamento.

Se em qualquer momento de utilização sentir algum desconforto ou reação alérgica interrompa de imediato o tratamento.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

### LIGAR/DESLIGAR

Pressione a função pretendida e o aparelho ligar-se-á. Para desligar pressione qualquer botão do aparelho

### SELECIONAR PROGRAMA:

Pressione a função pretendida podendo adicionar a função Fototerapia (LED= luz vermelha) ao tipo de tratamento desejado.

Para ativar a função Fototerapia, pressione apenas o botão LED.

A função ativa fica identificada através da iluminação do respetivo botão.

### NIVEL DE INTENSIDADE:

A seleção de nível está disponível para RF/ SONIC e EMS/ SONIC. O padrão é Nível 1. Cada vez que pressionar o botão da função pretendida, a intensidade é aumentada.

A sequência é a seguinte:

Level 2 -> Level 3 -> Voltar ao Level 1

## CARREGAMENTO

Carregue o dispositivo pelo menos três horas antes do primeiro tratamento para ativar a bateria.

**Vazio:** quando a bateria fica vazia, o dispositivo emite um sinal sonoro 10 vezes e depois desliga-se.

**Ao carregar:** quando o dispositivo está ligado ao suporte de carga, o indicador da bateria pisca.

**Carregamento concluído:** quando o carregamento estiver concluído, o display de carga deixará de piscar ficando assim o carregamento concluído.

Tempo de carregamento	Tempo de funcionamento
cerca de 3 horas	cerca de 2 horas

## FUNÇÕES E PROGRAMAS

ESTE DISPOSITIVO É USADO PARA:

- Redução lipídica (gordura)
- Redução de celulite e rugas
- Tonificar e reafirmar a pele
- Redução de impurezas e inflamações

### RADIOFREQUÊNCIA (RF)

A radiofrequência é um tratamento estético utilizado no combate à flacidez do rosto ou do corpo, sendo muito eficaz para eliminar rugas, linhas de expressão e até mesmo a gordura localizada e também a celulite, sendo um método seguro com efeitos duradouros.

O aparelho de radiofrequência eleva a temperatura da pele e do músculo para aproximadamente 41°C e isto contrai o colagénio existente e aumenta a produção de fibras colagénio e elastina, dando mais sustentação e firmeza à pele. Além disso, a elevação da temperatura rompe as membranas das células de gordura, fazendo com que esta seja eliminada do corpo. Os resultados podem ser observados, logo após as primeiras aplicações, sendo progressivos com os tratamentos frequentes.

## CAVITAÇÃO (SONIC)

A cavitação é um método não invasivo que permite modelar o corpo eficazmente e com resultados visíveis desde a primeira sessão.

Quando a gordura localizada não se consegue eliminar com dieta, exercício físico ou tratamentos, a cavitação é a solução para perder gordura localizada de forma eficaz.

A cavitação atua nos depósitos de gordura localizada, fazendo com que esta seja eliminada pelo sistema linfático. Este método evita o recurso a uma cirurgia estética.

Quando as ondas ultrassônicas de baixa frequência atingem um tecido, nomeadamente o adiposo, provocam a perda da gordura localizada. As ondas ultrassônicas “fragmentam” as membranas celulares e libertam a gordura que será eliminada através do sistema linfático.

## EMS (Electrical Muscle Stimulation)

É um procedimento que utiliza correntes elétricas para o tratamento de flacidez tecidual, tonificação muscular e drenagem linfática.

A eletroestimulação provoca contração muscular, aumentando a circulação sanguínea, melhorando a oxigenação celular e eliminando toxinas.

## FOTOTERAPIA

**Luz vermelha:** estimula a produção de colagénio e elastina natural e melhora a circulação sanguínea. A pele ganha significativamente elasticidade e suavidade.



Em qualquer dos tratamentos poderá adicionar Fototerapia com luz vermelha.

Pode utilizar Fototerapia como um tratamento.

1. Limpar a pele;
2. Aplicar uma quantidade abundante de Forming Gel na zona a tratar e no aplicador do Body Former;
3. Selecionar o programa, a intensidade pretendida e iniciar a massagem conforme imagens;
4. Repor mais produto conforme necessário durante o processo de massagem;
5. Após finalização do tratamento remover excessos de produto ( Forming Gel);
6. Aplicar a loção Celulite Control com as mãos e deixar absorver.



### RECOMENDAÇÃO

Duração do tratamento: 20min. 3x por semana em dias intercalados



Para sua segurança o Body Former está programado para 10min. por ciclo.

## MOVIMENTOS

**Para atingir melhores resultados, siga as seguintes indicações:**

### 1- BRAÇOS

Inicie com movimentos rotativos nos cotovelos até às axilas.

### 2- PEITO

Aplique o produto uniformemente no peito (ver foto 1). Movimento o Body Former como representado na Foto 2. Não fazer tratamento nos mamilos, proteja-os!

### 3- CINTA E BARRIGA

Massajar a cinta de cima para baixo de fora para dentro. Em movimentos rotativos massage à volta do umbigo. Faça movimentos grandes e circulares abaixo do umbigo.

### 4- PERNAS

Inicie no joelho com pequenos movimentos circulares até cima.

### 5- ANCA / GLÚTEOS

Massajar de baixo para cima, para reafirmar e esticar a pele.

### 6- PÉS

Movimentos em círculos na palma do pé para aliviar retenções de líquidos/inchaços.



Foto 1



Foto 2



VEGASTRADE, LDA.  
RUA NOVA DE NESPEREIRA, 8  
4770-287 LAGOA  
V. N. FAMILIÇÃO | PORTUGAL

TEL.: (+351) 252 302 100  
FAX: (+351) 252 302 109

www.vegascosmetics.pt  
geral@vegascosmetics.pt

**Nome do equipamento:** Body Former  
**Modelo Ref.:** 470  
**Input (corrente de entrada):** 110-240V  
**Output (corrente da bateria):** 5V 1A  
Bateria 900 mAh lithium battery  
**Dimensões (mm):** 990 \* 990 \* 94  
**Frequência cavitação:** 800KHz  
**Fototerapia:** vermelho  
**Tempo de funcionamento:** desliga-se automaticamente após 10min. de utilização

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo do produto:

Body Former

Data da compra:

Local da compra:

Conselheiro Vegas Cosmetics:

- No caso improvável do equipamento revelar alguma avaria ou anomalia durante os primeiros 24 meses, após a data da compra, a Vegas Cosmetics garante-lhe a reparação durante dois anos.
- Nestes casos, devolva o equipamento ao/a nosso/a Conselheiro/a ou diretamente para a nossa morada, juntamente com respetiva fatura e este certificado de garantia original.
- Qualquer utilização contrária ou adversa às indicações contidas neste manual anula o direito de garantia.
- Má utilização ou utilização imprópria, tais como:
  - Tentar abrir o equipamento
  - Danos causados por meio de transporte impróprio
  - Danos causados por quedas, manuseamento violento ou danificação de peças ou componentes do equipamento
  - Danos causados por exposição à água/humidade e excesso de temperatura está excluída desta garantia.
- O certificado da garantia não pode ser substituído ou repostado. Por favor guarde-o em local seguro.



**VEGAS**  
COSMETICS

BODY  FORMER  
**Waterproof**